

必要事項をご入力後、STLデータとまとめて圧縮し、オーダーポータルサイトへアップロードしてください。
この技工指示書は、弊社webサイトからダウンロード可能です。http://www.dr-cadcamcenter.com/

A STLデータ送信

データ送信日 年 月 日 患者名 (カナ)

歯科医院名 担当歯科医師名

歯科医院住所 〒

歯科技工所名

歯科技工所住所 〒

歯科技工所 TEL 歯科技工所 FAX

担当技工士名 歯科技工所 e-mail

製作するプラットフォームの識別番号を下の歯式表の適用部位へご記入ください。

メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号
スウェーデン & マルティナ	プレミアム	3.3	P-1	ストロマン	ティッシュレベル	RN(4.8)	D-1
		3.8	P-2			WN(6.5)	D-2
		4.25	P-3			synOcta RN(4.8)	O-1
		5.0	P-4			synOcta WN(6.5)	O-2
ノーベル バイオケア	ブローネマルク	NP(3.5)	A-1	バイオメット 3i	エクスターナル	NC(3.5)	E-1
		RP(4.1)	A-2			RC(4.1/4.8)	E-2
		WP(5.1)	A-3			3.25	H-1
		NP(3.5)	B-1			4.0	H-2
	リプレイス	RP(4.3)	B-2	5.0	H-3		
		WP(5.0)	B-3	6.0	H-4		
		6.0	B-4	3.4	I-1		
		アクティブ	NP(3.5)	C-2	サーテン	4.1	I-2
RP(4.3/5.0)	C-3		5.0	I-3			
デンツプライ シロナ	アストラ オッセオスピード	3.0イエロー	F-1	カムログ	スクリューライン	6.0	I-4
		3.5/4.0アクア	F-2			3.3グレー	J-1
		4.5/5.0ライラック	F-3			3.8イエロー	J-2
	ザイブ	D3.4グレー	G-2			4.3レッド	J-3
		D3.8イエロー	G-3			5.0ブルー	J-4
		D4.5ブルー	G-4			6.0グリーン	J-5
		D5.5レッド	G-5			3.0グレー	L-1
		3.5グリーン	K-1			3.5イエロー	L-2
Zimmer	スクリューベント	4.5バイオレット	K-2	カイマン デンタル	バイオホライズン	4.5グリーン	L-3
		5.7イエロー	K-3			5.7ブルー	L-4

歯式表

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

その他備考

材料：管理医療機器 歯科非铸造用チタン合金 Ti-6Al-4V
※本技工指示書は返却いたしません。必要であればお手元にコピーを残してください。