

必要事項をご入力後、STLデータとまとめて圧縮し、オーダーポータルサイトへアップロードしてください。
この技工指示書は、弊社webサイトからダウンロード可能です。http://www.dr-cadcamcenter.com/

STLデータ送信

データ送信日	年 月 日	患者名 (カナ)	
歯科医院名		担当歯科医師名	
歯科医院住所	〒		
歯科技工所名			
歯科技工所住所	〒		
歯科技工所TEL		歯科技工所FAX	
担当技工士名		歯科技工所e-mail	

製作するプラットフォームの識別番号を下の歯式表の適用部位へご記入ください。

メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	
ノーベル バイオケア	ブローネマルク	NP(3.5)	A-1	スウェーデン & マルティナ	プレミアム	3.3	P-1	
		RP(4.1)	A-2			3.8	P-2	
		WP(5.1)	A-3			4.25	P-3	
		NP(3.5)	B-1			5.0	P-4	
	リプレイス	RP(4.3)	B-2	ストロマン	ティッシュレベル	RN(4.8)	D-1	
		WP(5.0)	B-3			WN(6.5)	D-2	
		6.0	B-4			NC(3.5)	E-1	
		3.0	C-1			RC(4.1/4.8)	E-2	
	アクティブ	NP(3.5)	C-2	バイオメット 3i	エクスターナル	3.25	H-1	
		RP(4.3/5.0)	C-3			4.0	H-2	
デンツプライ シロナ		アストラ オッセオスピード	3.0イエロー			F-1	サーテン	5.0
	3.5/4.0アクア		F-2			6.0		H-4
	4.5/5.0ライラック		F-3		3.4	I-1		
ザイブ	D3.0ブラウン	G-1	Zimmer		スクリューベント	4.1		I-2
	D3.4グレー	G-2				5.0	I-3	
	D3.8イエロー	G-3				6.0	I-4	
	D4.5ブルー	G-4				3.5グリーン	K-1	
	D5.5レッド	G-5				4.5バイオレット	K-2	
カムログ	スクリューライン	3.3グレー	J-1	カイマン デンタル	バイオホライズン	5.7イエロー	K-3	
		3.8イエロー	J-2			3.0グレー	L-1	
		4.3レッド	J-3			3.5イエロー	L-2	
		5.0ブルー	J-4			4.5グリーン	L-3	
		6.0グリーン	J-5			5.7ブルー	L-4	

歯式表

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

その他備考

材料：チタン合金 Ti-6Al-4V
 ※本技工指示書は返却いたしません。必要であればお手元にコピーを残してください。