

必要事項をご入力後、STLデータとまとめて圧縮し、オーダーポータルサイトへアップロードしてください。
この技工指示書は、弊社webサイトからダウンロード可能です。http://www.dr-cadcamcenter.com/

J STLデータ送信

データ送信日	年 月 日	患者名 (カナ)	
歯科医院名		担当歯科医師名	
歯科医院住所	〒		
歯科技工所名			
歯科技工所住所	〒		
歯科技工所 TEL		歯科技工所 FAX	
担当技工士名		歯科技工所 e-mail	

製作するプラットフォームの識別番号を下の歯式表の適用部位へご記入ください。

メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	メーカー	インプラントシステム	プラットフォーム	識別番号	
ノーベル バイオケア	ブローネマルク	NP(3.5)	A-1	デンツプライ シロナ	アストラ オッセオスピード	3.0イエロー	F-1	カムログ	スクリューライン	3.3グレー	J-1	
		RP(4.1)	A-2			3.5/4.0アクア	F-2			3.8イエロー	J-2	
		WP(5.1)	A-3			4.5/5.0ライラック	F-3			4.3レッド	J-3	
	リプレイス	NP(3.5)	B-1		ユニアバットメント	20°	N-1			5.0ブルー	J-4	
		RP(4.3)	B-2			45°	N-2			6.0グリーン	J-5	
		WP(5.0)	B-3		ザイブ	D3.0ブラウン	G-1			バーAbt 4.3	Q-1	
	6.0	B-4	D3.4グレー			G-2	バーAbt 6.0			Q-2		
	アクティブ	NP(3.5)	C-2			D3.8イエロー	G-3			バイオメット 3i	エクスターナル	3.25
		RP(4.3/5.0)	C-3		D4.5ブルー	G-4	4.0					H-2
	マルチユニット	NP/RP	M-1		アンキロス	D5.5レッド	G-5					5.0
WP		M-2	MP D3.4グレー	O-1		6.0	H-4					
スウェーデン & マルティナ	プレミアム	3.3	P-1	MP D3.8イエロー		O-2	サーテン	3.4	I-1			
		3.8	P-2	MP D4.5ブルー		O-3		4.1	I-2			
		4.25	P-3	MP D5.5レッド		O-4		5.0	I-3			
		5.0	P-4	バランスベースナロー		R-1		6.0	I-4			
ストローマン	ティッシュレベル	RN(4.8)	D-1	バランスベース		R-2	カイマン デンタル	バイオホライズン	3.5イエロー			L-2
		WN(6.5)	D-2	3.5グリーン		K-1			4.5グリーン			L-3
	ボーンレベル	NC(3.5)	E-1	4.5バイオレット		K-2			5.7ブルー	L-4		
		RC(4.1/4.8)	E-2	5.7イエロー		K-3						

歯式表

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

材料

チタン	CoCr	ブリッジ適用部位 (例) 上顎両側第二大臼歯を結ぶ 12ユニットブリッジの場合 ⇒ 16-26
-----	------	---

その他備考
アンギュレーション加工
希望部位など

--

※インプラントブリッジ・チタン/CoCrは海外での製造 (core3dcentresSPAIN) となります。チタン合金 Ti-6Al-4V または コバルトクロム
※本技工指示書は返却いたしません。必要であればお手元にコピーを残してください。